

抗凝裂解山羊血（无菌）

货号：KN0021

规格：100mL / 500mL

保存：-20℃保存，有效期 5 年。

产品说明：

1. 本产品无菌抗凝处理。常规抗凝血的抗凝剂为柠檬酸钠，如需不同抗凝剂，请提前咨询。
2. 本产品整体呈现红色至暗红色，长时间静置，会有细胞沉降在底部。

使用方法（仅供参考）：

本品请颠倒混后直接使用。产品使用过程中，注意防止污染，在室温内放置过久会影响使用效果，使用后请尽快放入 2-8℃冰箱保存。

注意事项：

1. 产品信息仅供参考，如有疑问请致电 400-968-6088 咨询。
2. 本产品仅供科研使用。请勿用于医药、临床诊断或治疗，食品及化妆品等用途。请勿存放于普通住宅区。
3. 为了您的安全和健康，请穿好实验服并佩戴一次性手套和口罩操作。

