

巯基还原剂（55mM in D-PBS）

货号：M8211

规格：100mL

保存：室温避光保存。

产品说明：

该产品为细胞培养级别，无菌包装。浓度为 55 mM，溶解于 D-PBS 后过滤除菌。巯基还原剂在培养基中可以保护蛋白中的二硫键不被氧化，可降低氧对细胞产生的氧化损伤。作为培养基的添加剂，仅用于科研使用。

注意事项：

巯基还原剂有毒，而且味道很大，操作的时候要带手套和口罩。

相关文献：

- [1] S Liang,S Liang,N Yin,et al. Establishment of a human embryonic stem cell-based liver differentiation model for hepatotoxicity evaluations. Ecotoxicology and environmental safety. June 2019;353-362. (IF 3.974)
- [2] Ying Shen,Aiping Qin. Regulation of Embryonic Signal on Talin1 in Mouse Endometrium. Reproductive Sciences. December 2018. (IF 2.548)
- [3] Danping Hong,Jiongyan Ding,Ouyang Li,et al. Human-induced pluripotent stem cell-derived macrophages and their immunological function in response to tuberculosis infection. Stem Cell Research & Therapy. February 2018. (IF 4.963)

注：更多使用本产品的文献请参考索莱宝官网。