



1/2 MS 培养基（不含琼脂和蔗糖）

货号：M8526

规格：250g

保存：常温保存，有效期 3 年。

成分(mg/L):

硝酸钾	950	磷酸二氢钾	85
硝酸铵	825	硫酸镁	185
氯化钙	220	硼酸	6.2
碘化钾	0.83	硫酸锰	22.3
硫酸锌	8.6	钼酸钠	0.25
氯化钴	0.025	硫酸铜	0.025
硫酸亚铁	27.8	肌醇	100
甘氨酸	2	盐酸硫胺素	0.1
烟酸	0.5	盐酸吡哆醇	0.5
乙二胺四乙酸二钠	37.3		

产品说明:

用于植物的组织培养。

使用说明:

称取本品 2.47 克，加入 1000ml 蒸馏水中，煮沸溶解，分装 116°C 高压灭菌 30 分钟备用。

注：用稀碱溶液或稀酸溶液调整至所需 PH 值。

该试剂配置培养基有微量沉淀，可以正常使用。

注意事项:

1. 产品信息仅供参考，如有疑问请致电 400-968-6088 咨询。
2. 本产品仅供科研使用。请勿用于医药、临床诊断或治疗，食品及化妆品等用途。请勿存放于普通住宅区。
3. 为了您的安全和健康，请穿好实验服并佩戴一次性手套和口罩操作。

相关产品:

M8520 MS 培养基

M8521 MS 培养基（不含琼脂和蔗糖）

M8525 1/2 MS 培养基（含琼脂和蔗糖）