



大鼠血浆（去红细胞、无菌过滤）

货号：R7930

规格：100ml

保存：-20℃保存，有效期 5 年。

产品说明：

原料：采用大鼠血液为原料。

性状：浅黄色澄清液体，有少量蛋白质析出。

质量标准：毒素含量低于 10EU/ml，克隆形成率≥90%。

制作工艺：系采大鼠血液为原料，经采集、批量混合、分装、0.1μm 微孔滤芯无菌过滤分装而成。

适用范围：适用于免疫检测及配制试剂。

注意事项：

1. 我司生产的生化试剂如无特殊标注，基本为非无菌包装，若用于细胞实验，请提前做好预处理。
2. 一旦配成溶液，请分装保存，避免反复冻融造成的产品失效。
3. 产品信息仅供参考，如有疑问请致电 400-968-6088 咨询。
4. 本产品仅供科研使用。请勿用于医药、临床诊断或治疗，食品及化妆品等用途。请勿存放于普通住宅区。
5. 为了您的安全和健康，请穿好实验服并佩戴一次性手套和口罩操作。