

新生牛血清

货号: S9040

规格: 2*100ml

保存: -20℃保存, 有效期 5 年。

产品说明:

本品采用生后 2 小时内新生牛, 3 次 0.1μm 过滤, 三种检测无支原体, 促细胞生长繁殖三大指标。

适合: 单抗研制、原代和传代细胞规模化培养的疫苗生产。

产品参数:

英文名称: Newborn Calf Serum

别名: 小牛血清

外观(性状): 浅黄色澄清液体

内毒素: ≤ 10EU/mL

注意事项:

1. 可依据实验分装保存, 避免反复冻融造成的产品失效。
2. 注意无菌操作。
3. 产品信息仅供参考, 如有疑问请致电 400-968-6088 咨询。
4. 本产品仅供科研使用。请勿用于医药、临床诊断或治疗, 食品及化妆品等用途。请勿存放于普通住宅区。
5. 为了您的安全和健康, 请穿好实验服并佩戴一次性手套和口罩操作。

相关产品:

S9010 特级胎牛血清(单抗专用)

S9020 优级胎牛血清

S9030 标准胎牛血清

