



大鼠血清（无菌过滤）

货号: S9110

规格: 100ml/500ml

保存: -20°C 保存，有效期 5 年。

产品说明:

本产品采用大鼠血液为原料，无菌采集、批量混合，最终过 3 次 0.1 μ m 过滤分装而成。本品未经过灭活，溶液状态下为黄色澄清液体，无溶血或异物，长时间静置会有少量蛋白析出，使用前请震荡混匀。

促细胞生长繁殖的三大指标超过国家标准。本品适合于单抗研制、较常规的原代和传代细胞培养、规模化培养的疫苗生产。

无菌检测	37°C度放置 6 天后，无混浊或沉淀。
内毒素测定	<50EU/ml
支原体、病毒、噬菌体	阴性

产品应用（仅供参考）：

本品适合用于细胞培养，也可用其他试剂的配制。

使用时需要注意以下几点：

1. 血清一般储存于-20°C，使用时为避免反复冻融，建议无菌环境下分装成小包装，储存于-20°C。
2. 血清融化时最好先置于 2-8°C冰箱中使之溶解，然后在室温下使之全溶，溶解过程中必须规则地摇晃均匀。
3. 融化后的血清在 4°C不宜长时间存放，应尽快使用

注意事项:

1. 产品信息仅供参考，如有疑问请致电 400-968-6088 咨询。
2. 本产品仅供科研使用。请勿用于医药、临床诊断或治疗，食品及化妆品等用途。请勿存放于普通住宅区。
3. 为了您的安全和健康，请穿好实验服并佩戴一次性手套和口罩操作。